



LÍNEA QUIRÚRGICA SUTURAS



+569 32258938



ventas@greenwichmedical.cl



greenwichmedical.cl



Greenwich Medical



CE

ISO 13485:2016

FDA



MADE IN USA

**DemeGUT**
Chronic Catgut Suture**DemeGUT PLAIN**
Plain Catgut Suture**DemeCRYL**
Polyglactin 910 Suture**DemeCAPRONE**
Poliglecaprone 25 Suture**DemeDIOX**
Polydioxanone Suture**DemeLON**
Nylon Suture(Monofilament)**DemeBOND**
Polyester Suture(Braided)**DemeLENE**
Polypropylene Suture**DemeSILK**
Silk Suture

Suturas Absorbibles

Ideales para tejidos internos que requieren un soporte temporal durante el proceso de curación, estas suturas están hechas de materiales que se descomponen y absorben gradualmente por el cuerpo, lo que elimina la necesidad de retirarlas más adelante. Se utilizan comúnmente en tejidos subcutáneos, músculos, órganos internos y otras áreas donde la extracción de suturas es poco práctica o indeseable.

**DemeSORB™**
Polyglycolic Acid (PGA)**DemeGUT PLAIN™**
Plain Catgut**DemeGUT™**
Chronic Catgut**DemeCaprone™**
Poliglecaprone 25**DemeDIOX™**
Polydioxanone**DemeCRYL™**
Polyglactin 910

Suturas No Absorbibles

Diseñadas para brindar un soporte duradero, estas suturas están hechas de materiales que no son absorbidos por el cuerpo. Son ideales para tejidos que requieren un refuerzo a largo plazo, como la piel. Después de la cicatrización, es posible que un profesional de la salud deba retirar estas suturas a menos que se coloquen en un lugar donde permanecerán indefinidamente.

**DemeLENE™**
Polypropylene**DemeBOND™**
Polyester**DemeSILK™**
Silk**DemeLON™**
Nylon

Agujas DemeTECH

- + Las agujas Demetech están fabricadas con acero inoxidable de alta calidad.
- + Están diseñadas para ser delgadas pero resistentes, lo que garantiza un traumatismo tisular mínimo durante la sutura.
- + Estas agujas son afiladas para una fácil penetración en el tejido y poseen un equilibrio entre rigidez (para evitar roturas) y ductilidad (que permite doblarlas durante la cirugía).
- + Son estériles y resistentes a la corrosión.



+569 32258938



ventas@greenwichmedical.cl



greenwichmedical.cl



Greenwich Medical

DemeCRYL™ Polyglactin 910

12 UNIDADES X CAJA



La sutura Polyglactin 910 de DemeTECH es una sutura quirúrgica estéril, absorbible y sintética compuesta de copolímeros hechos de 90% glicolida y 10% L-lactida.

Los ensayos clínicos demostraron que:

- ✓ A las dos semanas, aproximadamente el 75% de la resistencia inicial de la Polyglactin 910 de DemeTECH se conservaba.
- ✓ A las cuatro semanas, aproximadamente el 25% de la resistencia a la tracción lineal de la Polyglactin 910 de DemeTECH se conservaba.

Se ha demostrado que la Polyglactin 910 de DemeTECH no es antigénica y provoca solo una reacción tisular leve durante el proceso de absorción. Las suturas Polyglactin 910 de DemeTECH están disponibles en violeta e incoloras.

Las suturas de Poliglactina 910 facilitan:

- ✓ Un paso fácil del tejido
- ✓ Una colocación precisa del nudo
- ✓ Un amarre suave
- ✓ Una menor tendencia a irritar el tejido
- ✓ Una mayor resistencia a la tracción
- ✓ Un período de absorción más prolongado

MATERIAL

Absorción completa




Perfil de absorción

RESISTENCIA



% RESISTENCIA



Código	Características
G1080036B0P	0 DCT-1, Largo 90 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 36 mm. Redonda
G280026B1P	0 DCT-2, Largo 75 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda, Reforzada
G1180026H0P	0 DUR-6, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 5/8 Circulo 26 mm. Redonda
G1080140B0P	1 DCT, Largo 90 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 40 mm. Ahusada
G1080136B0P	1 DCT-1, Largo 90 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 36 mm. Redonda
G1180126B1P	1 DCT-2, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda, Reforzada
G1080148B0P	1 DCTX, Largo 90 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 48 mm. Redonda
G12x1820	2-0 Largo 12 x 45 cm. Color Violeta, Sin Aguja
G1082036B0P	2-0 DCT-1, Largo 90 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 36 mm. Redonda
G1182026B1P	2-0 DCT-2, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda Reforzada
G282026B0P	2-0 DSH, Largo 75 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda,
G5820	2-0 Largo 150 cm. Color Violeta, Sin Aguja
G12x1830	3-0 Largo 12 x 45 cm. Color Violeta, Sin Aguja
G1183036B0P	3-0 DCT-1, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 36 mm. Redonda
G1173019F4P	3-0 DFS-2, Largo 70 cm. Incoloro, Aguja 3/8 Circulo 19 mm. Reverso Cortante,
G1183017B0P	3-0 DRB-1, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 17 mm. Ahusada
G1183026B0P	3-0 DSH, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda
G1183022B0P	3-0 DSH-1, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 22 mm. Redonda
G1183022B4P	3-0 DX-1, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 22 mm. Reverso Cortante
G5830	3-0 Largo 150 cm. Color Violeta, Sin Aguja
G174019F13M	4-0 DPS-2, Largo 45 cm. Incoloro, Aguja 3/8 Circulo 19 mm. Reverso Cortante
G1184017B0P	4-0 DRB-1, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 17 mm. Redonda
G1184026B0P	4-0 DSH, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda
G1184022B0P	4-0 DSH-1, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 22 mm. Redonda
G175016F13M	5-0 DPS-3, Largo 45 cm. Incoloro, Aguja 3/8 Circulo 16 mm. Reverso Cortante de Precisión
G175016B13M	5-0 DPS-4, Largo 45 cm. Incoloro, Aguja 1/2 Circulo 16 mm. Reverso Cortante de Precisión
G1185017B0P	5-0 DRB-1, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 17 mm. Redonda
G18600.8E9P	6-0 2DS-14, Largo 45 cm. Color Violeta, Doble Aguja 1/4 Circulo 8 mm. Espátula convencion
G18700.65G7P	7-0 DTG140-8 Largo 45 cm. Color Violeta, Doble Aguja 3/8 Circulo 6,5 mm. Espatula Curva Micropoin
PGR1175017B0P	RAPID 5-0 DRB-1, Largo 70 cm. Incoloro, Aguja 1/2 Circulo 17 mm. Ahusada

No Absorbible – Monofilamento

DemeLON™ Nylon

12 UNIDADES X CAJA



La sutura de Nylon de DemeTECH es una sutura quirúrgica estéril no absorbible compuesta por el polímero alifático de cadena larga Nylon 6.6.

Las suturas de Nylon de DemeTECH están disponibles en negro o azul, teñidas con colorantes aprobados por la FDA. Este proceso suele ir seguido de una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso.

- ✓ Fácil paso a través de los tejidos debido a su bajo coeficiente de fricción
- ✓ Mínima reactividad tisular
- ✓ Excelente elasticidad
- ✓ Excepcional para cierres cutáneos
- ✓ Los tamaños USP pequeños están diseñados específicamente para procedimientos microquirúrgicos y oftálmicos.

MATERIAL

SUTURA NO
ABSORBIBLE

RESISTENCIA

←●●●●●●→
PÉRDIDA GRADUAL
DE RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN CON
EL TIEMPO



Black Colorless Blue

No Absorbible – Multifilamento

DemeFORCE™ Polietileno UHMWPE

12 UNIDADES X CAJA

Código	Características
NL262026F4P	2-0 DFS, Largo 75 cm. Color Negro, Aguja 3/8 Circulo 26 mm. Reverso Cortante
NL263024F4P	3-0 DFS-1, largo 75 cm. Color Negro, Aguja 3/8 Circulo 24 mm. Reverso Cortante
NL264019F4P	4-0 DFS-2, Largo 75 cm. Color Negro, Aguja 3/8 Circulo 19 mm. Reverso Cortante
NL274019F4P	4-0 DFS-2, Largo 75 cm. Incoloro, Aguja 3/8 Circulo 19 mm. Reverso Cortante
NL164016B13M	4-0 DPS-4, Largo 45 cm. Color Negro, Aguja 1/2 Circulo 16 mm. Reverso Cortante de Precisión
NL165019F4P	5-0 DFS-2, Largo 45 cm. Color Negro, Aguja 3/8 Circulo 19 mm. Reverso Cortante
NL165016B13M	5-0 DPS-4, Largo 45 cm. Color Negro, Aguja 1/2 Circulo 16 mm. Reverso Cortante de Precisión
NL176011F13M	6-0 DP-1, Largo 45cm. Incoloro, Aguja 3/8 Circulo 11 mm. Reverso Cortante de Precisión
NL166013F13M	6-0 DP-3, Largo 45 cm. Color Negro, Aguja 3/8 Circulo 13 mm. Reverso Cortante de Precisión
NL166016B13M	6-0 DPS-4, Largo 45 cm. Color Negro, Aguja 1/2 Circulo 16 mm. Reverso Cortante de Precisión

Código

Características

FR390226B0P 2-0 DSH, Largo 100 cm. Color Azul
Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda



No Absorbible – Multifilamento

DemeSILK™ Seda

12 UNIDADES X CAJA



La sutura de seda de DemeTECH es una sutura quirúrgica estéril no absorbible compuesta de una proteína orgánica llamada fibroína.

Las suturas de seda de DemeTECH se procesan para eliminar las ceras y gomas naturales de su origen. Las suturas de seda de DemeTECH están disponibles en color negro.

Como la seda es una fibra natural, provoca una reacción inflamatoria, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso (que ocurre generalmente en 14-21 días). Si bien las suturas de seda de DemeTECH no se consideran suturas absorbibles, la degradación progresiva de sus fibras da como resultado la pérdida gradual de la resistencia a la tracción dentro del primer año.

MATERIAL

SUTURA NO
ABSORBIBLE



RESISTENCIA



PÉRDIDA GRADUAL
DE RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN CON
EL TIEMPO



No Absorbible – Multifilamento

DemeBOND™ Polyester

12 UNIDADES X CAJA

Código	Características
PB240136B0P	1 DCT, Largo 75 cm. Color Verde, Aguja 1/2 Circulo 36 mm. Redonda



Código	Características
SK260026B0P	0 DSH, Largo 75 cm. Color Negro, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda
SK262026F4P	2-0 DFS, Largo 75 cm. Color Negro, Aguja 3/8 Circulo 26 mm. Reverso Cortante
SK262026B0P	2-0 DSH, Largo 75 cm. Color Negro, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda
SK263026B0P	3-0 DSH, Largo 75 cm. Color Negro, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda
SK263022B5P	3-0 DX-1, Largo 75 cm. Color Negro, Aguja 1/2 Circulo 22 mm. Reforzada, Reverso Cortante
SK264026B1P	4-0 DCT-2, Largo 75 cm. Color Negro, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Reforzada, Redonda
SK264019F4P	4-0 DFS-2, Largo 75 cm. Color Negro, Aguja 3/8 Circulo 19 mm. Reverso Cortante
SK165019F4P	5-0 DFS-2, Largo 45 cm. Color Negro, Aguja 3/8 Circulo 19 mm. Reverso Cortante

Absorbible – Monofilamento

DemeGUT™ Catgut Crómico

12 UNIDADES X CAJA



La sutura de catgut crómico de DemeTECH es una sutura quirúrgica estéril y absorbible compuesta de tejido conectivo altamente purificado (principalmente colágeno) derivado de intestinos de vaca u oveja.

El Catgut crómico de DemeTECH está cubierta con una solución de sal de cromo para resistir las enzimas corporales, lo que prolonga el tiempo de absorción a más de 90 días.

Esta cubierta crómica no solo prolonga la integridad de la hebra, sino que también minimiza la irritación del tejido, lo que provoca una menor reacción interna.

MATERIAL

RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN
RETENIDO HASTA
21 DÍAS

RESISTENCIA



% RESISTENCIA

Absorción completa



Perfil de absorción

Código	Características
CC1020140B0P	1 DCT, Largo 90 cm. Color Café, Aguja 1/2 Circulo 40 mm. Redonda
CC222026B0P	2-0 DSH, Largo 75 cm. Color Café, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda
CC223026B0P	3-0 DSH, Largo 75 cm. Color Café, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda
CC224017B0P	4-0 DRB-1, Largo 75 cm. Color Café, Aguja 1/2 Circulo 17 mm. Redonda
CC224026B0P	4-0 DSH, Largo 75 cm. Color Café, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda
CC225017B0P	5-0 DRB-1, Largo 75 cm. Color Café, Aguja 1/2 Circulo 17 mm. Redonda

Absorbible – Monofilamento

DemeGUT™ Catgut Simple

12 UNIDADES X CAJA



La sutura Catgut simple de DemeTECH es una sutura quirúrgica estéril y absorbible compuesta de tejido conectivo altamente purificado (principalmente colágeno) derivado de intestinos de vaca u oveja.

Debido a un período de absorción extremadamente corto, la sutura Catgut simple de DemeTECH provoca solo una reacción mínima en los tejidos.

MATERIAL

RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN
RETENIDO HASTA
10 DÍAS

RESISTENCIA



% RESISTENCIA

Absorción completa



Perfil de absorción

Código	Características
CP230040B0P	0 DCT, Largo 75 cm. Color Beige, Aguja 1/2 Circulo 40 mm. Redonda
CP232026B0P	2-0 DSH, Largo 75 cm. Color Beige, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda
CP233026B0P	3-0 DSH, Largo 75 cm. Color Beige, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda,
CP1030036B0P	0 DCT-1, Largo 90 cm. Color Beige, Aguja 1/2 Circulo 36 mm. Redonda
CP234017B0P	4-0 DRB-1, Largo 75 cm. Color Beige, Aguja 1/2 Circulo 17 mm. Redonda

No Absorbible – Monofilamento

DemeLENE™ Polipropileno

12 UNIDADES X CAJA



La sutura de polipropileno de DemeTECH es una sutura quirúrgica estéril no absorbible compuesta de una poliolefina lineal sintética. El polipropileno de DemeTECH es azul para mejorar la visibilidad en el cuerpo.

Provoca una reacción inflamatoria mínima en el tejido, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por tejido fibroso.

- ✓ Resistencia a la tracción extremadamente alta
- ✓ Muy flexible
- ✓ Debido a su característica sintética y monofilamento, el polipropileno de DemeTECH provoca solo una reactividad tisular mínima.
- ✓ El polipropileno de DemeTECH es altamente dúctil. Se extiende un 30% antes de la ruptura del hilo, lo que permite la hinchazón posoperatoria del tejido y evita la posible estrangulación del tejido.
- ✓ Permite hacer nudos de forma segura.
- ✓ Tejido extremadamente suave, lo que produce un trauma tisular mínimo.

MATERIAL

SUTURA NO
ABSORBIBLE



RESISTENCIA



Código	Características
PM1090036B0P	0 DCT-1, Largo 90 cm. Color Azul, Aguja 1/2 Circulo 36 mm. Redonda
PM1090136B0P	1 DCT-1, Largo 90 cm. Color Azul, Aguja 1/2 Circulo 36 mm. Redonda
PM292036B0P	2-0 DCT-1, Largo 75 cm. Color Azul, Aguja 1/2 Circulo 36 mm. Redonda
PM1092026C0P	2-0 DSH, Largo 90 cm. Color Azul, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda
PM1093060A4P	3-0 DKS, Largo 90 cm. Color Azul, Aguja Recta 60 mm. Reverso Cortante
PM1093026C0P	3-0 DSH, Largo 90 cm. Color Azul, Doble Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda,
PM194019F13M	4-0 DPS-2, Largo 45 cm. Color Azul Aguja 3/8 Circulo 19 mm. Reverso Cortante de Precisión
PM294017C0P	4-0 DRB-1, Largo 75 cm. Color Azul, Doble Aguja 1/2 Circulo 17 mm. Redonda
PM1094026C0P	4-0 DSH, Largo 90 cm. Color Azul, Doble Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda
PM695013G0P	5-0 DC-1, Largo 60 cm. Color Azul, Doble Aguja 3/8 Circulo 13 mm. Redonda
PM195013F13M	5-0 DP-3, Largo 45 cm. Color Azul, Aguja 3/8 Circulo 13 mm. Reverso Cortante de Precisión,
PM295017C0P	5-0 DRB-1, Largo 75 cm. Color Azul, Doble Aguja 1/2 Circulo 17 mm. Redonda
PM296013G0P	6-0 DC-1, Largo 75 cm. Color Azul, Doble Aguja 3/8 Circulo 13 mm. Redonda
PM69700.9G0P	7-0 DBV-1, Largo 60 cm. Color Azul, Doble Aguja 3/8 Circulo 9 mm. Redonda

Absorbible – Monofilamento



DemeDIOX™ Polidioxanona

12 UNIDADES X CAJA



La sutura de polidioxanona de DemeTECH es una sutura quirúrgica estéril y absorbible compuesta de poliéster (polidioxanona). La polidioxanona de DemeTECH no es antigénica y provoca una reacción tisular mínima durante el proceso de absorción.

Los ensayos clínicos demostraron que:

- ✓ A las dos semanas, aproximadamente el 75-80% de la concentración inicial de la polidioxanona de DemeTECH permanecía.
- ✓ A las cuatro semanas, aproximadamente el 65-70% de la concentración inicial de la polidioxanona de DemeTECH permanecía.
- ✓ A las seis semanas, aproximadamente el 55-60% permanecía. La absorción completa de la polidioxanona de DemeTECH es de 182 a 238 días.


MATERIAL

Absorción completa




Perfil de absorción

RESISTENCIA



% RESISTENCIA



Código	Características
PX1080036B0P	0 DCT-1, Largo 90 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 36 mm. Redonda
PX1180036B0P	0 DCT-1, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 36 mm. Redonda
PX580140BI0P	1 DCT LOOP, Largo 150 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo Loop 40 mm. Redonda
PX1080148B0P	1 DCTX, Largo 90 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 48 mm. Ahusada
PX1980165BI0P	1 LOOP. Largo 250 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo Loop 65 mm. Redonda
PX1182036B0P	2-0 DCT-1, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 36 mm. Ahusada
PX1082026B0P	2-0 DSH, Largo 90 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda
PX1183026B0P	3-0 DSH. Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Redonda
PX284019F4P	4-0 DFS-2, Largo 75 cm. Color Violeta, Aguja 3/8 Circulo 19 mm. Reverso Cortante
PX1184026B0P	4-0 DSH, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 26 mm. Ahusada
PX285013G0P	5-0 2 DC-1, Largo 75 cm. Color Violeta, Doble Aguja 3/8 Circulo 13 mm. Redonda
PX1185017B0P	5-0 DRB-1, Largo 70 cm. Color Violeta, Aguja 1/2 Circulo 17 mm. Redonda

Absorbible – Monofilamento



DemeCAPRONE™ Poliglecaprone 25

12 UNIDADES X CAJA



El Poliglecaprone 25 de rápida absorción de DemeTECH está hecho de un Monofilamento sintético absorbible compuesto de glicolida y copolímero de e-caprolactona (PGCL).

- ✓ Resistencia a la tracción muy alta inicialmente
- ✓ Excelentes propiedades de manipulación y alta flexibilidad
- ✓ Muy baja incidencia de infecciones y traumatismos
- ✓ Paso suave a través del tejido
- ✓ Absorción confiable
- ✓ Alta retención de resistencia in vivo

MATERIAL

Absorción completa




Perfil de absorción

RESISTENCIA



% RESISTENCIA



Código	Características
MO1080036B0P	0 DCT-1, LARGO 90CM, COLOR VIOLETA, AGUJA 1/2 CIRCULO 36 MM. REDONDA
MO1082036B0P	2-0 DCT-1, LARGO 90 CM. COLOR VIOLETA, AGUJA 1/2 CIRCULO 36 MM. AHUSADA
MO272026F13M	2-0 DFS, LARGO 75 CM. INCOLORO, AGUJA 3/8 CIRCULO 26 MM. REVERSO CORTANTE DE PRECISIÓN
MO1173024F13M	3-0 DPS-1, LARGO 70 CM. INCOLORO, AGUJA 3/8 CIRCULO 24 MM. REVERSO CORTANTE DE PRECISIÓN
MO1183026B0P	3-0 DSH, LARGO 70 CM. COLOR VIOLETA, AGUJA 1/2 CIRCULO 26 MM. REDONDA
MO174019F13M	4-0 DPS-2, LARGO 45 CM. INCOLORO, AGUJA 3/8 CIRCULO 19 MM. REVERSO CORTANTE DE PRECISIÓN
MO1184017B0P	4-0 DRB-1, LARGO 70 CM. COLOR VIOLETA, AGUJA 1/2 CIRCULO 17 MM. AHUSADA
MO175013F13M	5-0 DP-3, LARGO 45 CM. INCOLORO, AGUJA 3/8 CIRCULO 13 MM. REVERSO CORTANTE DE PRECISIÓN
MO1185017B0P	5-0 DRB-1, LARGO 70 CM. COLOR VIOLETA, AGUJA 1/2 CIRCULO 17 MM. REDONDA



GREENWICH MEDICAL



PROVEEDOR CERTIFICADO DEL ESTADO



CUMPLIMIENTO NORMA TÉCNICA 226 MINSAL



EXPERIENCIA COMERCIAL NACIONAL
E INTERNACIONAL



EQUIPO PROFESIONAL MULTIDICIPLINARIO

COBERTURA NACIONAL



Tiempos
de entrega



1 DÍA

Región Metropolitana

2 - 4 DÍAS

Regiones II, IV, IX, V, VI, VII,
VIII, X, XIV, XVI



CONTÁCTANOS



+569 32258938



ventas@greenwichmedical.cl



greenwichmedical.cl



Greenwich Medical



Rosario Norte 615, Oficina 1101, Las Condes.
Santiago, Región Metropolitana, Chile